

ONYCHOfix

NAGELMASSE

NEU

820 400 ONYCHOfix
2x 1,5 g



vorher



nachher



Onychofix Nagelmasse ist eine transparente 2-Komponenten Nagelmasse mit automatischem Mischsystem zur Herstellung von Nagelteilprothesen und -reparaturen. Durch das automatische Mischsystem entfällt zeitraubendes und geruchsintensives Mischen der verschiedenen Komponenten.

Onychofix Verarbeitungszeiten von ca. 30 Sekunden ermöglichen einen perfekten Einsatz zur Fixierung aller marktüblichen Nagelkorrekturspangen.

Onychofix Nagelmasse eignet sich sehr gut zur einfachen und schnellen Versiegelung oder zusätzlichen Befestigung von Klebepunkten bei Klebespangen.



Erkodent Erich Kopp GmbH

Siemensstr. 3, D-72285 Pfalzgrafenweiler, Tel. +49(0)7445-8501-0, Fax: +49(0)7445-2092
info@erkodent.com, www.erkodent.com