

# Erkoflex / -Color

- reines EVA
- Medizinprodukt Kl.1
- biokompatibel

## ERKOFLEX / - color

- dauerelastisch
- sehr flexibel
- sehr formbeständig
- thermisch verformbar
- sehr gut tiefziehbar
- sehr gut schleifbar
- Stärken von 1 - 14 mm
- Lieferform 1, 5 und 20 qm
- 14 Farben wählbar



 **ERKODENT**®

[www.erkodent.com](http://www.erkodent.com)



# Erkoflex / -Color

- pure EVA
- Medicin product class 1
- bio-compatible

## ERKOFLEX / - color

- permanetly elastique
- high flexibel
- high stability
- easy thermoformable
- easy to edit
- thicknesses from 1 - 14 mm
- sizes 1, 5, 20 m<sup>2</sup> and 400x400 mm
- 14 colours available



 **ERKODENT**®

[www.erkodent.com](http://www.erkodent.com)