

Produktdatenblatt Erkoton 20/30



1. Herstellerangaben

Handelsname:	Erkoton 20/30
Zweckbestimmung:	Herstellung von Druckschutzorthosen
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Weiche Orthosenmasse aus additionsvernetzendem Silikon zur Herstellung von individuellen Druckschutzorthosen direkt am Fuß.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	knetbar – Typ 0 – sehr hohe Konsistenz
Farbe	-	Basismasse: braun Katalysator: grau
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	1,22 g/cm ³
Härte nach Shore A	ISO 868	± 20/30
Mindesthaltbarkeit	-	18 Monate

Biologische Eigenschaften:

Das Material ist nach DIN EN ISO 10993-1 auf Biokompatibilität geprüft worden und beeinträchtigt die biologische Sicherheit des Patienten nicht.

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5°C – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Nicht mit Latex, Desinfektionsmitteln, Fußcremes oder ähnlichen in Kontakt bringen.

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.