

## Produktdatenblatt Onycholit Flüssigkeit



### 1. Herstellerangaben

Handelsname:	Onycholit Flüssigkeit
Zweckbestimmung:	Herstellung von Modellnagelplatten
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Zum Befestigen von handelsüblichen Drahtspangen oder zur Herstellung von Modellnagelplatten für die Fraser-Spangentechnik.

### 3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	flüssig
Farbe	-	farblos
Geruch	-	charakteristisch, nach: Ester
Dichte	ISO 1183	0,945 g/cm <sup>3</sup>
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

### 4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5°C – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.