

## Produktdatenblatt Onycholit Pulver



### 1. Herstellerangaben

Handelsname: Onycholit Pulver  
Zweckbestimmung: Herstellung von Modellnagelplatten

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstraße 3  
72285 Pfalzgrafenweiler  
Deutschland  
Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Zum Befestigen von handelsüblichen Drahtspangen oder zur Herstellung von Modellnagelplatten für die Fraser-Spangentechnik.

### 3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	Pulver
Farbe	-	weiß, rosa
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	1,16 g/cm <sup>3</sup>
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

### 4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5°C – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.