



Onyclip Nagelkorrekturspangen

Onyclip hat ihre Stärken bei jeder Art von Nagelplatten, hochempfindlichem oder entzündetem Nagelfalz, da Onyclip nicht unter die Nagelkante eingehängt wird. Für die Applikation bleibt Onyclip bis max. 4 mm flacher, als die Nagelwölbung und erhält so die anhaltende Zugkraft. Die Wiederverwendbarkeit beim selben Kunden, die individuelle Einstellung der Zugkraft und die verschiedenen Materialstärken (0,10 und 0,15 mm) sind die Vorteile gegenüber anderen Spangensystemen. Onyclip ist desinfizier- und sterilisierbar (kalt). Onyclip wird in einer Streifenlänge von 100 mm geliefert. Die Nagelplatte wird mit Hilfe des mitgelieferten Maßbandes ausgemessen und vom Onyclip-Streifen abgeschnitten. Eine teure Vorhaltung von verschiedenen Spangengrößen ist nicht notwendig.

Seit dem 01.07.2022 ist es wieder möglich Onyclip als Nagelkorrekturspange abzurechnen. Folgende Positionen können Sie bei einer Nagelkorrekturbehandlung mit Onyclip ansetzen:

| HMP4 | Preis | Bemerkungen |
|-------|---------|--|
| X8400 | 47,64 € | Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall- Nagelkorrekturspange |
| X8510 | 15,19 € | Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit |
| X8520 | 22,71 € | Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange |

Die reinen Materialkosten für eine Onyclip Nagelkorrektur liegen aktuell bei ca. 1,82 EUR (netto), kalkuliert für eine Länge des Onyclips von 20 mm. Vergleichbare Produkte aus Kunststoff / Metall liegen im Bereich von 2,40 – 3,60 EUR (netto). Durch die Wiederverwendbarkeit von Onyclip am selben Patienten/Kunden (2-3 mal) lassen sich die Kosten weiter reduzieren.

Ihre Vorteile mit Onyclip:

- Sofortige Entlastung durch 2-Punkt-Verklebung
- Multifunktional einsetzbar (prophylaktisch oder aktiv)
- Zugkräfte individuell einstellbar (durch biegen des Clips)
- 2 Onyclip Stärken erhältlich (0,10 mm oder 0,15 mm)
- Wiederverwendbarkeit des Onyclip (2-3 mal am selben Patienten)
- Optimales Preis- / Leistungsverhältnis
- Einfache Handhabung
- Medizinprodukt der Klasse 1
- Nachfüllpackungen (8 Streifen)

