

Produktdatenblatt Onyclip



1. Herstellerangaben

Handelsname:	Onyclip
Zweckbestimmung:	Nagelkorrektur
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Nagelkorrektursystem aus Edelstahl mit exakt dosierbaren Zugkräften.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	-	federharter Edelstahl, Werkstoffnr.: 1.4310
Farbe	-	weiß, beige
Festigkeit	-	1500 – 1800 MPa
Geruch	-	geruchlos
Mindesthaltbarkeit	-	24 Monate

Angaben zur Federkraft (1 cn ~ 1 g):

Länge [mm]	Federweg [mm]	Federkraft [cn] (0,10)	Federkraft [cn] (0,15)
15	2	4	5
	4	7,2	9
20	2	3	4,2
	4	5	7,5

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise Sekundenklebgel:

Vor Sonnenlicht geschützt, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit: ca. 6 Monate nach Öffnung

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.