

## Produktdatenblatt Sekundenklebegel



### 1. Herstellerangaben

Handelsname: Sekundenklebegel  
Zweckbestimmung: Kleber für Nagelkorrektursysteme

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstraße 3  
72285 Pfalzgrafenweiler  
Deutschland  
Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Zum Fixieren von Onyclip und Erki-Haken.

### 3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	pastös
Farbe	-	farblos
Geruch	-	stechend
Dichte	ISO 1183	1,09 g/ml
Mindesthaltbarkeit	-	12 Monate

### 4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5°C – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.