



Corona - offerte speciale per termoformatura

Offerta

Proposte per termoformatura a prezzi speciali*
Operazione valida fino al 31 Marzo 2021

➔ **Basis Vacuum Proposta: 130 100**
prezzo listino 2.430 € **prezzo offerta* 1.742 €**

➔ **Standard Vacuum Proposta: 130 110**
prezzo listino 3.050 € **prezzo offerta* 2.154 €**

➔ **Premium Vacuum Proposta: 130 120**
prezzo listino 3.233 € **prezzo offerta* 2.272 €**



➔ **Pressione Proposta: 130 200**
prezzo listino 3.176 € **prezzo offerta* 2.480 €**

➔ **Pressione_ci Proposta: 130 210**
prezzo listino 3.600 € **prezzo offerta* 2.856 €**

➔ **Aligner Pressione Proposta: 130 220**
prezzo listino 3.161 € **prezzo offerta* 2.525 €**

➔ **Aligner Pressione_ci Proposta: 130 230**
prezzo listino 3.615 € **prezzo offerta* 2.900 €**



Dettagli offerte nelle pagine successive Prezzi IVA esclusa

* I prezzi offerti sono consigliati al dettaglio e non possono essere cumulati con altre promozioni o offerte speciali. Si applicano le condizioni generali di Erkodent Erich Kopp GmbH.

Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germania
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: -/85 01-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
Enrico Pace • responsabile commerciale Italia
Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com



Basis Vacuum Proposta: 130 100

Splints di sbiancamento / fluorurazione, restauri temporanei, cioè per lavori senza regolazione del morso antagonista. Il pacchetto per lo studio dentistico.

Contenuto del pacchetto:

- **Erkoform-3d motion**, termoformatrice a vuoto con riserva vuoto e processo di termoformatura automatizzato. Nel pacchetto è compreso il kit „Start“, la brochure applicativa, campioni materiale termoformatura, confezione di granulato, prodotti accessori e molto altro.



Materiale per termoformatura:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per mascherina per provvisori
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri combinati provvisori plastica e resina.

Accessori:

- **Pinza take-off**, per un facile sollevamento dal modello degli splints termoformate.
- **Set di finitura Quick 3**, contiene tutti gli strumenti rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali termoformabili.
- **Erkoskin**, 50 ml, spaziatore nella produzione di splints sbiancanti. Per la decompressione del margine gengivale nella tecnica di termoformatura.
- **Forbici speciali XL**, forbici speciali per il taglio di tutti i materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.

(Immagini sotto Premium Vacuum Proposta)

Standard Vacuum Proposta: 130 110

Il pacchetto "Standard Vacuum" contiene in aggiunta al pacchetto base, il dispositivo Occluform-3 e ulteriore materiale per termoformatura. Il dispositivo Occluform-3 consente durante il processo di termoformatura la regolazione del morso antagonista. Consigliato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.



Contenuto del pacchetto:

- **Erkoform-3d motion + Occluform-3**,
- **Occluform-3**, occlusore che può essere integrato a Erkoform-3d motion per l'impressione del morso antagonista.

Materiale per termoformatura:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 pz
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 pz
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 pz
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili con resina autoindurente
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e funzionali, registrabile con Occluform-3

Accessori:

- **Pinza take-off**
- **Set di finitura Quick 3**
- **Erkoskin**, 50 ml
- **Forbici speciali XL**

(Immagini sotto Premium Vacuum Proposta)

Premium Vacuum Proposta: 130 120

Oltre al pacchetto "Vacuum Standard", il pacchetto sottovuoto "premium" offre un set intro per la terapia anti-russamento e alla produzione di un parodonti sportivo di alto livello. Materiale di termoformatura aggiuntivo e accessori. Consigliato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.

Contenuto del pacchetto:

- **Erkoform-3d motion**, termoformatrice a vuoto con riserva vuoto e processo di termoformatura automatizzato. Nel pacchetto è compreso il kit "Start", la brochure applicativa, campioni materiale termoformatura, confezione di granulato, prodotti accessori e molto altro.
- **Occluform-3**, occlusore che può essere integrato a Erkoform-3d motion per l'impressione del morso antagonista.



Materiale per termoformatura:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per mascherina per provvisori
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri combinati provvisori plastica e resina
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili con resina autoindurente
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e funzionali, registrabile con Occluform-3

- **Silensor-sl set**, il set contiene tutto il necessario per realizzare 2 dispositivi Silensor-sl per la terapia anti-russamento e apnea ostruttiva del sonno.



- **Playsafe triple start set**, il set contiene tutto per la fabbricazione di un parodonti sportivo triplo Playsafe.



Accessori:

- **Pinza take-off**, per un facile sollevamento dal modello degli splints termoformate.
- **Set di finitura Quick 3**, contiene tutti gli strumenti rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali termoformabili.
- **Erkoskin**, 50 ml, spaziatore nella produzione di splints sbiancanti. Per la decompressione del margine gengivale nella tecnica di termoformatura.



- **Forbici speciali XL**, forbici speciali per il taglio di tutti i materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.



- **Bruciatore ad aria calda**, no fiamma, no annerimento. Ideale per ammorbidire e lucidare localmente i fogli più spessi, morbidi e multistrato.



Differenze e raccomandazioni:

Vuoto <----> Pressione

Principio di funzionamento:

Vuoto: durante il processo di termoformatura, lo spazio attorno e sotto il modello viene aspirato e il foglio si adatterà perfettamente sul modello. Grazie a un vuoto di riserva accumulato durante il riscaldamento, le termoformatrici ad aspirazione Erkodent generano velocemente il vuoto massimo necessario (-0,8 bar).

Pressione: durante il processo di termoformatura, la lamina viene spinta contro il modello con la pressione. I dispositivi a pressione Erkodent lavorano con pressione fino a 6 bar. Grazie alla tecnologia del cilindro, la formatura avviene senza perdita di tempo.

Vuoto: in linea di principio, i dispositivi per vuoto si formano con meno forza dei dispositivi di pressione. Con fogli sottili ($\leq 1,0$ mm), si può vedere un livello di dettaglio leggermente più basso. Questo non è uno svantaggio per quanto riguarda la rimozione e l'inserimento dei splints. Il grande vantaggio dei dispositivi per il vuoto è il sistema aperto, che consente la manipolazione del materiale termoformato ancora nello stato plastico. Con Occluform-3 è possibile registrare il morso antagonista durante il processo di termoformatura.

Pressione: in linea di principio, i dispositivi a pressione si formano con una forza notevolmente maggiore rispetto ai dispositivi a vuoto. I fogli sottili ($\leq 1,0$ mm) mostrano un'accuratezza dei dettagli leggermente migliore. Questo rende la rimozione dal modello un po' più difficile. Non è inoltre possibile una registrazione del morso durante il processo di termoformatura. Le regolazioni devono essere effettuate dopo il processo di termoformatura a disco ormai freddo.

Raccomandazione:

Dispositivo per vuoto con Occluform-3, per tutte le lavorazioni che richiedano la registrazioni del morso antagonista (bites, nightguard, parodonti sportivi Playsafe, Silensor-sl ecc.).

Dispositivo a pressione, se si devono prevalentemente termoformare fogli particolarmente sottili, come per esempio allineatori.

I dispositivi **Erkoform** ed **Erkopress** sono sostanzialmente equivalenti tranne per piccoli vantaggi per l'una o l'altra lavorazione.



Pressione Proposta: 130 200

Pacchetto con Erkopress motion, termoformatrice a pressione con processo di termoformatura automatizzato per tutte le applicazioni nella tecnica di termoformatura dentale. Si allaccia all'impianto di aria compressa esistente. Con assortimento materiali per termoformatura 'Start'.



Pressione ci Proposta: 130 210

Pacchetto progettato per la produzione di allineatori con Erkopress ci motion. Dispositivo di formatura a pressione con processo di termoformatura automatizzato per tutte le applicazioni nella tecnica di termoformatura dentale. Con compressore aria integrato. Con assortimento materiali per termoformatura 'Start'.



Entrambi i pacchetti comprendono lo stesso materiale per termoformatura e accessori

Materiale per termoformatura:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per mascherina per provvisori
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri combinati provvisori plastica e resina.
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili con resina autoindurente
- **Erkodur freeze** 3,0 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili con resina autoindurente
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 pz., disco a doppio strato per bites comodi e funzionali, addizionabili con resina autoindurente
- **Erkoloc-pro blu** 4,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e funzionali, addizionabili con resina autoindurente

Accessori:

- **Pinza take-off**, per un facile sollevamento dal modello degli splints termoformate.
- **Set di finitura Quick 3**, contiene tutti gli strumenti rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali termoformabili.
- **Erkoskin**, 50 ml, spaziatore nella produzione di splints sbiancanti. Per la decompressione del margine gengivale nella tecnica di termoformatura.
- **Forbici speciali XL**, forbici speciali per il taglio di tutti i materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.
- **Fresa in metallo duro a pera**, a taglio incrociato, per la sgrossatura dei bites rigidi.



Aligner Pressione Proposta: 130 220

Pacchetto con Erkopress motion, termoformatrice a pressione con processo di termoformatura automatizzato per tutte le applicazioni nella tecnica di termoformatura dentale. Si allaccia all'impianto di aria compressa esistente. Con assortimento materiali per termoformatura 'Start'.



Aligner Pressione ci Proposta: 130 230

Pacchetto progettato per la produzione di allineatori con Erkopress ci motion. Dispositivo di formatura a pressione con processo di termoformatura automatizzato per tutte le applicazioni nella tecnica di termoformatura dentale. Con compressore aria integrato. Con assortimento materiali per termoformatura 'Start'.



Entrambi i pacchetti comprendono lo stesso materiale per termoformatura e accessori

Materiale per termoformatura:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 pz, a doppio strato (0,4 mm morbido, 0,9 mm duro) per un allineatore molto confortevole con elevata forza di spinta, sviluppo di forza iniziale bassa e memoria duratura
- **Erkoloc-pro** 1,3 mm, 20 pz, disco a doppio strato (0,4 mm morbido, 0,9 mm duro) per un allineatore molto confortevole con elevata forza di spinta, sviluppo di forza iniziale bassa e memoria duratura.
- **Erkodur** 0,6 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta
- **Erkodur** 0,8 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta

Accessori:

- **Secondo formatore completo** per lavorazioni razionali in alternanza. (anello di fissaggio della lamina, ricezione della lamina, disco del modello, pentola)



- **Pinza take-off**, per un facile sollevamento dal modello degli splints termoformate.
- **Set di finitura Quick 3**, contiene tutti gli strumenti rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali termoformabili.
- **Forbici speciali XL**, forbici speciali per il taglio di tutti i materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germania
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: -/85 01-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com • e.pace@erkodent.com
Enrico Pace • responsabile commerciale Italia • Tel. + 39 3920599090
ISO 9001 : 2015 • EN ISO 13485 : 2016

ERKODENT®