

Produktdatenblatt DIP-Paste



1. Herstellerangaben

Handelsname:	DIP-Paste
Zweckbestimmung:	Paste zur Druckstellenermittlung
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Zur schnellen und exakten Erkennung von Druckstellen bei Neuprothesen und bereits bestehendem Zahnersatz.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	Paste
Farbe	-	weiß
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	> 0,9 g/cm ³
Mindesthaltbarkeit	-	24 Monate

Biologische Eigenschaften:

Das Material ist nach DIN EN ISO 10993-1 auf Biokompatibilität geprüft worden und beeinträchtigt die biologische Sicherheit des Patienten nicht.

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 20 – 22°C

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Mit warmem Wasser und Seife abwaschbar.

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.