

Erkopress 240

Termoformatrice a pressione per 6 modelli con base e fino a 9 modelli senza base.

Erkopress 240, 179 000



Erkpress 240

- L'unità funziona con una sovra-pressione fino a 4 bar. Soddisfa l'esigenza di molti utenti di termoformare su modelli di realizzati in 3D.
- Erkpress 240 consente la produzione efficiente di splints di correzione/allineatori o altro realizzato in grandi quantitativi.
- Il processo di termoformatura è completamente automatizzato, le lastre disponibili sono memorizzate nel programma e possono essere richiamate sul display con i rispettivi parametri.
- È possibile utilizzare solo lastre di termoformatura con un diametro di 240 mm.



Posizionamento modelli



Programmazione



Formatura in corso



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel.: + 49 (0) 7445/8501-0 • Fax: + 49 (0) 7445/8501-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
Enrico Pace • responsabile commerciale Italia
Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com

EN ISO 13485:2016 / ISO 9001:2015