

## Produktdatenblatt Erkogum



### 1. Herstellerangaben

Handelsname:	Erkogum
Zweckbestimmung:	Ausblockmasse
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Dauerplastische, wiederverwendbare Ausblockmasse, die der Temperatur beim Tiefziehen standhält. Zum Schutz von Restbezeichnung und zum Ausblocken von Unterschnitten.

### 3. Eigenschaften

#### Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	Paste viskos
Farbe	-	transparent, violett
Geruch	-	geruchlos
Dichte	ISO 1183	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Zersetzungstemperatur	-	> 250°C

### 4. Allgemeine Hinweise

#### Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.