

Produktdatenblatt Erkosit Flüssigkeit



1. Herstellerangaben

Handelsname:	Erkosit Flüssigkeit
Zweckbestimmung:	Herstellung von Provisorien
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Selbstpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von Provisorien. Besonders geeignet für die dauerhafte Verbindung mit der Tiefziehfolie Erkodur mittels PV-Primer.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	flüssig
Farbe	-	klar
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	0,97 g/cm ³
Flammpunkt	-	10°C
Lösemittelgehalt	-	100 %
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.