

Produktdatenblatt Erkosit Pulver



1. Herstellerangaben

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsname: | Erkosit Pulver |
| Zweckbestimmung: | Herstellung von Provisorien |
| Hersteller: | Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0 |

2. Einsatzgebiet

Selbstpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von Provisorien. Besonders geeignet für die dauerhafte Verbindung mit der Tiefziehfolie Erkodur mittels PV-Primer.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

| Eigenschaften | Prüfverfahren | Wert |
|--------------------|---------------|------------------|
| Form | ISO 4823:2015 | Pulver |
| Farbe | - | zahnfarben |
| Geruch | - | charakteristisch |
| Lösemittelgehalt | - | 0,0 % |
| Mindesthaltbarkeit | - | 36 Monate |

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.