

Produktdatenblatt Erkoskin



1. Herstellerangaben

Handelsname:	Erkoskin
Zweckbestimmung:	Schutzfilm
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingschienen und zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefziehtechnik. Schutz von Gipsstümpfen, von hochglänzenden Metallpartien und von hochglänzenden Keramikeilen beim nasstrimmen, Sandstrahlen und Ätzen.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	flüssig
Farbe	-	violett
Geruch	-	Ammoniak (NH ₃)
Dichte	ISO 1183	0,947 g/cm ³
pH-Wert	-	10 – 12
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern. Behälter sofort nach Gebrauch mit Deckel verschließen.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.