

## Produktdatenblatt Härterpaste rot



### 1. Herstellerangaben

Handelsname:	Härterpaste rot
Zweckbestimmung:	Härterpaste für Erkodent Silikone
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Universalhärter für kondensationsvernetzende Erkodent Silikone wie Kneton und Sitran.

### 3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	pastös
Farbe	-	rot
Geruch	-	charakteristisch, nach: Ester
Dichte	ISO 1183	$\pm 0,96 \text{ g/cm}^3$
Mindesthaltbarkeit	-	24 Monate

### 4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.