

Liskoid, sehr gut geeignet zur Vorpolitur enger Bereiche tiefgezogener Schienen. Für engste Zonen kann die Scheibe mit Sandpapier* zuge­schliffen werden.

223 205 6 Stück,
1 Mandrell,
4 Stützscheiben

223 215 100 Stück,
4 Stützscheiben

Liskoid, very suitable to prepolish narrow spaces of thermoformed splints. For very narrow zones the disc can be sharpened with sand paper*.

223 205 6 pieces,
1 mandrel,
4 supporting discs

223 215 100 pieces,
4 supporting discs

Liskoid, très adapté pour le pré-polissage des zones restreintes des plaques thermoformées. Pour les zones les plus restreintes, on peut aiguiser le disque avec du papier de sable*.

223 205 6 pièces,
1 mandrin,

4 disques de support
223 215 100 pièces,
4 disques de support

Liskoid, molto adatto per prelucidare zone strette di docce termoformate. Per zone particolarmente strette il disco può essere appuntito con una carta abrasiva*.




223 205 6 pezzi,
1 mandrino,
4 flange di supporto

223 215 100 pezzi,
4 flange di supporto

Liskoid, muy adecuado para un pre-pulido de zonas estrechas de planchas embutidos. Para las zonas más estrechas, el disco puede lijarse con papel de lija*.

223 205 6 piezas,
1 mandril,
4 discos de soporte

223 215 100 piezas,
4 discos de soporte



ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany
Tel.: + 49 (0) 74 45 / 85 01-0 • Fax: - / 85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com