

25 colori sono disponibili:

camouflage 18 tie-dve ndicare il colore desiderato: 9 rainbow 22 goldflakes 23 silverflakes 24 camouflage 25 lava strip I colori sono indicativi e possono essere

riscontrate diversità cromatiche.

Playsafe 4 u

Personalizzazione a libera scelta del tuo Playsafe triple



Playsafe triple protezione dentale di fino a 4 colori!
È possibile scegliere la vostra protezione dentale multicolore con i colori da 1 a 15. È sufficiente indicare il numero dei colori:



Scegliere il tipo Playsafe triple desiderato:

laysafe triple desiderato:

PLAY SAFE triple + PLAY SAFE triple light



Playsafe triple e triple light sono ideale per tutti sport.

Playsafe triple light è adatto per le bocche piccole.

Raccomandato da 'Verband der Deutschen Boxringärzte e. V.'



Cari sportivi,

ogni protezione dentale Playsafe triple viene realizzata individualmente per voi, da personale addestrato secondo le metodica Playsafe.

Potete richiedere il paradenti sportivo Playsafe triple al Vostro dentista, sarà lui stesso a prendere l'impronta dell'arcata superiore ed inferiore.

L'odontotecnico realizza il modello di gesso e il paradenti sportivo.

Il dentista farà quindi il controllo della precisione e della stabilità nel tempo.

Una protezione dentale Playsafe triple originale è sempre a 3 strati è indicato il marchio Playsafe triple ed il nome dell'atleta.

Il Vostro partner Playsafe triple:

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Germania Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Tel + 49 (0) 74 45 / 85 01-0 info@erkodent.com • www.erkodent.com • EN ISO 13485 • ISO 9001 Enrico Pace • responsabile commerciale Italia Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com

PLAY SAFE® triple



Il primo paradenti sportivo realizzato individualmente che ha superato il test di tipo UE







Perché protezioni dentali individuali Playsafe triple?

La protezione Playsafe triple si adatta esattamente all'arcata dentaria, non si muove, consente di respirare liberamente e di parlare normalmente.

Non tutte le protezioni dentali sono uguali!

Le protezioni Boil & Bite ('bolli e mordi') non sono precise e si muovono. L'atleta deve trattenere questo tipo di protezione sull'arcata dentale, compromettendo in questo modo le sue prestazioni sportive ottimali.

Molti studi scientifici dimostrano, che le protezioni Boil & Bite subiscono una forte riduzione dello spessore in fase di adattamento (morso), dando una falsa sensazione di protezione.



Protezione dentale Boil & Bite

Il primo paradenti sportivo su misura con certificazione € di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 come DPI di 2a Categoria = Dispositivi di Protezione Individuale contro il rischio medio:

Tests: test intensivi di resistenza mostrano l'elevata protezione di tutti i tipi del paradenti Playsafe triple.

Resistenza contro la deformazione o il test del pendolo per misurare l'assorbimento e la distribuzione delle forze.





Protezione dentale a strati

PLAY SAFE® triple-light

flessibile con strato intermedio duro:

duro morbido, flessibile


Playsafe triple (-light) è adatto a tutti gli sport.

Lo strato duro è presente in tutta la struttura.

Massima protezione ma con un minore ingombro!

(Spessore totale Playsafe triple 5,5 mm, Playsafe triple light 4,1 mm)





Nei paradenti sportivi Playsafe triple (-light) è presente, nonostante la mobilità dell'antagonista, uno "scudo buccale" . Questo margine protettivo circolare (indicato dal cerchio arancione) impedisce in caso di urti laterali dei movimenti troppo ampi dell'arcata inferiore.

... a proposito, ogni protezione dentale Playsafe triple può essere riadattata a situazioni orali che si modificano.

 $https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_IT_web.pdf$



