

Produktdatenblatt Resilit-S Flüssigkeit



1. Herstellerangaben

Handelsname: Resilit-S Flüssigkeit
Zweckbestimmung: Reparatur- und Gießkunststoff

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Deutschland
Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Kaltpolymerisat für die Prothesenherstellung, den Aufbau von Tiefziehschienen, zur Komplettierung von Modellgussprothesen, für Unterfütterungen und Reparaturen.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	flüssig
Farbe	-	farblos
Geruch	-	charakteristisch, nach: Ester
Dichte	ISO 1183	0,945 g/cm ³
Flammpunkt	-	10°C
Lösemittelgehalt	-	0,0 %
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.