

Produktdatenblatt Resilit-S Pulver



1. Herstellerangaben

Handelsname:	Resilit-S Pulver
Zweckbestimmung:	Reparatur- und Gießkunststoff
Hersteller:	Erkodent Erich Kopp GmbH Siemensstraße 3 72285 Pfalzgrafenweiler Deutschland Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Kaltpolymerisat für die Prothesenherstellung, den Aufbau von Tiefziehschienen, zur Komplettierung von Modellgussprothesen, für Unterfütterungen und Reparaturen.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	Pulver
Farbe	-	klar, rosa
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	1,16 g/cm ³
Lösemittelgehalt	-	0,0 %
Mindesthaltbarkeit	-	36 Monate

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.