

## Produktdatenblatt Sitran-N



### 1. Herstellerangaben

Handelsname: Sitran-N  
Zweckbestimmung: Abformmasse für Einphasenabformungen

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstraße 3  
72285 Pfalzgrafenweiler  
Deutschland  
Tel.: +49 7445 8501-0

### 2. Einsatzgebiet

Kondensationsvernetzende Präzisionsabformmasse auf Polysiloxanbasis für die Herstellung von detailgenauen Einphasenabformungen und Unterfütterungen..

### 3. Eigenschaften

#### Technische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	ISO 4823:2015	Paste viskos
Farbe	-	mint grün
Geruch	-	charakteristisch
Dichte	ISO 1183	1,23 g/cm <sup>3</sup>
Mindesthaltbarkeit	-	24 Monate

### 4. Allgemeine Hinweise

#### Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern.  
Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C  
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 15 – 25°C

#### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Nicht mit Desinfektionsmitteln oder ähnlichen in Kontakt bringen.

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.