

Produktdatenblatt Wachsbisswalle



1. Herstellerangaben

Handelsname: Wachsbisswalle
Zweckbestimmung: Herstellung von Bissregistrat

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstrae 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Deutschland
Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Herstellung von Bissregistrat fur die Voll- und Teilprothetik.

3. Eigenschaften

Technische Eigenschaften:

| Eigenschaften | Prufverfahren | Wert |
|---------------------|----------------|--|
| Form | ISO 4823:2015 | fest |
| Farbe | - | rosa, grun, orange, rot |
| Geruch | - | charakterisch |
| Dichte | ISO 1183 | 0,92 g/cm ³ ± 34 (weich) |
| Harte nach Shore A | ISO 868 | ± 44 (mittel) ± 55 (hart) |
| Mindesthaltbarkeit | - | 36 Monate |

Biologische Eigenschaften:

Das Material ist nach DIN EN ISO 10993-1 auf Biokompatibilitat gepruft worden und beeintrachtigt die biologische Sicherheit des Patienten nicht.

4. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschutzt und trocken lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 35°C

Die Angaben zu diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begrunden kein vertragliches Rechtsverstandnis. Eingabefehler und Irrtumer vorbehalten.