

exMod-pro

INFO
FR

Appareil pour la séparation facile de feuilles
d'aligneurs thermoformés des modèles imprimés



exMod-pro, Référence **173 200**



 Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Allemagne
info@erkodent.com • www.erkodent.com



exMod-pro

avec modèle imprimé
accroché et feuille
thermoformée,
prêt pour
la séparation
de la feuille et
du modèle.

Convient à toutes les
feuilles d'aligneurs.



Modèle imprimé
avec poches
d'accrochage



Gabarit de fixation pour des feuilles
d'une épaisseur $\leq 0,6$ mm et pour
des feuilles très souples.

exMod-pro-info-FR-10-02-2026



Accrocher les poches du
modèle imprimé avec la
feuille thermoformée dans
les broches d'accrochage
et appuyer légèrement
vers le bas.



Appuyer sur l'interrupteur
bleu lumineux pour
démarrer le processus de
séparation automatique.



La feuille et le modèle sont
séparés. Le modèle peut
être décroché.