



## Corona Aktion

# Angebot

**Tiefzietechnik Pakete**  
zu attraktiven Sonderpreisen\*  
Aktion gültig bis 31. März 2021



➔ **Basis Vakuum Paket: 130 100**  
regulär 2.430 € **jetzt 1.742 €\***

➔ **Standard Vakuum Paket: 130 110**  
regulär 3.050 € **jetzt 2.154 €\***

➔ **Premium Vakuum Paket: 130 120**  
regulär 3.233 € **jetzt 2.272 €\***

➔ **Druckform Paket: 130 200**  
regulär 3.176 € **jetzt 2.480 €\***

➔ **Druckform<sub>ci</sub> Paket: 130 210**  
regulär 3.600 € **jetzt 2.856 €\***

➔ **Aligner Druckform Paket: 130 220**  
regulär 3.161 € **jetzt 2.525 €\***

➔ **Aligner Druckform<sub>ci</sub> Paket: 130 230**  
regulär 3.615 € **jetzt 2.900 €\***

Details auf den nächsten Seiten. Preisangaben ohne MwSt.

\* Angebote sind unverbindliche Preisempfehlungen, nur gültig in der EU und nicht mit anderen Aktionen oder individuellen Konditionen kombinierbar, es gelten die AGB der Erkodent Erich Kopp GmbH.

Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstraße 3 • DE-72285 Pfalzgrafenweiler  
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: -/85 01-15  
info@erkodent.com • www.erkodent.com



## Basis Vakuum Paket: 130 100

Bleaching-/Fluoridierungsschienen, Provisorien, also für Schienen ohne Adjustierung des Gegenkiefers.  
Das Paket für die zahnärztliche Praxis.

Paketinhalt:

- **Erkoform-3d motion**, Vakuum-Tiefziehgerät mit Reserve Vakuum und automatisiertem Tiefziehvorgang. Mit Tiefzietechnik "Start" Paket: Anwendungsbroschüre, Tiefziehmaterialmuster, Füllgranulat, Hilfsmittel u.v.m.



Tiefziehmaterial:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 St., für festere Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 St., für Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 St., als Platzhalter für Fluoridierungsschienen und für Provisorien als Formteil
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 St., für Miniplast-, Stabilisierungsschienen und für kombinierte Provisorien aus Folie und Automix-Kunststoff.

Zubehör:

- **Take-off Zange**, zum einfachen Abheben von tiefgezogenen Schienen vom Modell.
- **Ausarbeitungsset Quick 3**, beinhaltet alle rotierenden Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind.
- **Erkoskin**, 50 ml, als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingschienen. Zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefzietechnik.
- **Spezierschere XL**, Spezierschere zum Ausschneiden weicher Tiefziehmaterialien jeder Stärke und harter Folien bis maximal 1,0 mm.

(Bilder unter Premium Vakuum Paket)

## Standard Vakuum Paket: 130 110

Das Standard Vakuum Paket enthält zusätzlich zum Basispaket das Occluform-3 Gerät und weiteres Tiefziehmaterial. Das Occluform-3 Gerät ermöglicht während des Tiefziehvorgangs die Adjustierung des Gegenkiefers von Schienen. Empfohlen für die zahnärztliche Praxis und das Dentallabor.

Paketinhalt:

- **Erkoform-3d motion + Occluform-3**,
- **Occluform-3**, in das Erkoform-3d motion integrierbares Okkludiergerät für die Einprägung des Gegenbisses.



Tiefziehmaterial:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 St.
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 St.
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 St.
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 St., für harte und bruchfeste Aufbisschienen, adjustierbar mit dem Occluform-3
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 St., Doppelschichtfolie für komfortable, funktionelle Aufbisschienen, adjustierbar mit dem Occluform-3

Zubehör:

- **Take-off Zange**
- **Ausarbeitungsset Quick 3**
- **Erkoskin**, 50 ml
- **Spezierschere XL**

(Bilder unter Premium Vakuum Paket)

## Premium Vakuum Paket: 130 120

Das Premium Vakuum Paket bietet zusätzlich zum Standard Vakuum Paket den Einstieg in die Antischnarchtherapie und in die Herstellung eines Top-Sportmundschutzes. Dazu weiteres Tiefziehmaterial und Zubehör. Empfohlen für die zahnärztliche Praxis und das Dentallabor.

Paketinhalt:

- **Erkoform-3d motion**, Vakuum-Tiefziehgerät mit Reserve-Vakuum und automatisiertem Tiefziehvorgang. Mit Tiefzietechnik "Start" Paket: Anwendungsbroschüre, Tiefziehmaterialmuster, Füllgranulat, Hilfsmittel u.v.m.



- **Occluform-3**, in das Erkoform-3d motion integrierbares Okkludiergerät für die Einprägung des Gegenbisses.

Tiefziehmaterial:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 St., für festere Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 St., für Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 St., als Platzhalter für Fluoridierungsschienen und für Provisorien als Formteil
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 St., für Miniplast-, Stabilisierungsschienen und für kombinierte Provisorien aus Folie und Automix-Kunststoff.
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 St., für harte und bruchfeste Aufbisschienen, adjustierbar mit dem Occluform-3
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 St., Doppelschichtfolie für komfortable, funktionelle Aufbisschienen, adjustierbar mit dem Occluform-3

- **Silensor-sl Set**, das Set beinhaltet alles zur Herstellung von 2 Silensor-sl Geräten zur Therapie von Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe.



- **Playsafe triple start set**, das Set beinhaltet alles zur Herstellung eines Playsafe triple Sportmundschutzes.



Zubehör:

- **Take-off Zange**, zum einfachen Abheben von tiefgezogenen Schienen vom Modell.



- **Ausarbeitungsset Quick 3**, beinhaltet alle rotierenden Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind.



- **Erkoskin**, 50 ml, als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingschienen. Zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefzietechnik.



- **Spezierschere XL**, Spezierschere zum Ausschneiden weicher Tiefziehmaterialien jeder Stärke und harter Folien bis maximal 1,0 mm Stärke.



- **Heißluftbrenner**, ohne Flamme, kein Rußen, kein Schwärzen. Ideal zum lokalen Erweichen und Glänzen von dickeren weichen und mehrschichtigen Folien.



Unterschiede und Empfehlungen zu:

**Vakuum** <----> **Druck**

#### Funktionsprinzip:

**Vakuum:** Während des Tiefziehvorgangs wird der Raum um und unter dem Modell evakuiert, die Folie wird auf und an das Modell gezogen. Bereitgestellt durch ein Reservevakuum formen Erkodent Vakuum Geräte schlagartig mit maximalem Vakuum (-0,8 bar) an.

**Druck:** Während des Tiefziehvorgangs wird die Folie mit Überdruck auf und an das Modell gepresst. Erkodent Druckgeräte pressen mit einem Überdruck von bis zu 6 bar an. Durch die Zylindertechnik geschieht die Anformung ohne Zeitverlust.

**Vakuum:** Prinzipbedingt formen Vakuumgeräte mit weniger Kraft als Druckgeräte an. Bei dünnen Folien ( $\leq 1,0$  mm) zeigt sich eine marginal geringere Detailgenauigkeit. Bezüglich Entformung und Nutzung der Schienen ist das kein Nachteil. Der große Vorteil der Vakuum Geräte ist das offene System, das Manipulationen am noch plastifizierten Tiefziehmaterial ermöglicht. So kann mit dem Occluform-3 eine Adjustierung des Gegenbisses für viele Anwendungen schon während des Tiefziehvorgangs vorgenommen werden.

**Druck:** Prinzipbedingt formen Druckgeräte mit deutlich mehr Kraft als Vakuumgeräte an. Bei dünnen Folien ( $\leq 1,0$  mm) zeigt sich eine marginal bessere Detailgenauigkeit. Die Entformung ist dadurch etwas erschwert. Eine Adjustierung des Gegenbisses während des Tiefziehvorgangs ist nicht möglich. Adjustierungen müssen nach dem Tiefziehen vorgenommen werden.

#### Empfehlung:

**Vakuumgerät mit Occluform-3**, für alle Schienen mit Adjustierung des Gegenbisses (Aufbisssschienen, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl u.a.m.).

**Druckgerät**, wenn vor allem sehr dünne Folien tiefgezogen werden sollen, z. B. Aligner.

Die **Erkoform** und **Erkpress** Geräte sind grundsätzlich universell einsetzbar mit jeweils nur geringen Vorteilen für die eine oder andere Anwendung.



## Druckform Paket: 130 200

Paket mit der Erkpress\_motion, Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik, zum Anschluss an das vorhandene Druckluftsystem. Mit Tiefziehtechnik "Start" Paket.



## Druckform ci Paket: 130 210

Paket mit der Erkpress\_ci\_motion, Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik, mit integriertem Druckluftsystem. Mit Tiefziehtechnik "Start" Paket.



*Beide Pakete mit gleichem Tiefziehmaterial und Zubehör*

Tiefziehmaterial:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 St., für festere Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkoflex-bleach** 1,0 mm, 20 St., für Bleaching- und Fluoridierungsschienen
- **Erkolen** 1,0 mm, 20 St., als Platzhalter für Fluoridierungsschienen und für Provisorien als Formteil
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 St., für Miniplast-, Stabilisierungsschienen und für kombinierte Provisorien aus Folie und Automix-Kunststoff
- **Erkodur** 2,5 mm, 10 St., für harte und bruchfeste Aufbisssschienen, aufbaubar mit Autopolymerisat
- **Erkodur freeze** 3,0 mm, 10 St., für harte und bruchfeste Aufbisssschienen, aufbaubar mit Autopolymerisat
- **Erkoloc-pro** 3,0 mm, 10 St., Doppelschichtfolie für komfortable, funktionelle Aufbisssschienen, aufbaubar mit Autopolymerisat
- **Erkoloc-pro blu** 4,0 mm, 10 St., Doppelschichtfolie für komfortable, funktionelle Aufbisssschienen, aufbaubar mit Autopolymerisat

Zubehör:

- **Take-off Zange**, zum einfachen Abheben von tiefgezogenen Schienen vom Modell.
- **Ausarbeitungsset Quick 3**, beinhaltet alle rotierenden Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind.
- **Erkoskin**, 50 ml, als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingsschienen. Zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefziehtechnik.
- **Spezialschere XL**, Spezialschere zum Ausschneiden weicher Tiefziehmaterialien jeder Stärke und harter Folien bis maximal 1,0 mm Stärke.
- **HM-Fräse**, birnenförmig, kreuzverzahnte Hartmetallfräse, zum Einschleifen von Aufbisssschienen.



## Aligner Druckform Paket: 130 220

auf die Aligner Herstellung ausgerichtetes Paket mit der Erkpress\_motion, Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik, zum Anschluss an das vorhandene Druckluftsystem. Mit Tiefziehtechnik "Start" Paket.



## Aligner Druckform ci Paket: 130 230

auf die Aligner Herstellung ausgerichtetes Paket mit der Erkpress\_ci\_motion, Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik, mit integriertem Druckluftsystem. Mit Tiefziehtechnik "Start" Paket.



*Beide Pakete mit gleichem Tiefziehmaterial und Zubehör*

Tiefziehmaterial:

- **Erkoloc-pro** 1,0 mm, 20 St., Doppelschichtfolie (0,4 mm weich, 0,6 mm hart) für sehr komfortable Aligner mit geringer initialer Kraftentwicklung und lang anhaltendem Memory.
- **Erkoloc-pro** 1,3 mm, 20 St., Doppelschichtfolie (0,4 mm weich, 0,9 mm hart) für sehr komfortable Aligner mit höherer Kraftentwicklung, geringer initialer Kraftentwicklung und lang anhaltendem Memory.
- **Erkodur** 0,6 mm, 20 St., klassisches Aligner Material mit geringer Kraftentwicklung
- **Erkodur** 0,8 mm, 20 St., klassisches Aligner Material mit mittlerer Kraftentwicklung
- **Erkodur** 1,0 mm, 20 St., klassisches Aligner Material mit höherer Kraftentwicklung

Zubehör:

- **Zweiter kompletter Formtopf** für rationelles Arbeiten im Wechsel. (Folienspannung, Folienaufnahme, Modellscheibe, Formtopf)



- **Take-off Zange**, zum einfachen Abheben von tiefgezogenen Schienen vom Modell.
- **Ausarbeitungsset Quick 3**, beinhaltet alle rotierenden Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind.
- **Spezialschere XL**, Spezialschere zum Ausschneiden weicher Tiefziehmaterialien jeder Stärke und harter Folien bis maximal 1,0 mm Stärke.



Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstraße 3 • DE-72285 Pfalzgrafenweiler  
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: -/85 01-15  
info@erkodent.com • www.erkodent.com  
ISO 9001:2015 • EN ISO 13485:2016

**ERKODENT®**